





Dispositivi di protezione individuale



Most western countries are on the same coronavirus trajectory. Hong Kong and Singapore have limited the spread; Japan and S Korea have slowed it

Cumulative number of confirmed cases, by number of days since 100th case



FT graphic: John Burn-Murdoch / @jburnmurdoch

Source: FT analysis of Johns Hopkins University, CSSE; Worldometers; FT research. Data updated March 28, 19:00 GMT

© FT

L'effetto di indossare una maschera sui tassi di infezione da virus



Source: Face Mask Use and Control of Respiratory Virus Transmission in Households

Open Data: Smart Air smartairfilters.com

Mascherina chirurgica monouso



Confezione vendita: 50 pezzi

Garanzia: 2 Anni

EAN: 7629999516328

Certificazioni: CE, FDA



Anti dust



Anti-droplets



comfortable and
breathable



three-layer
design



three-dimensional
structure



seamless
crimping



fine material



adjustable
nose bridge

Mascherina chirurgica monouso




Caratteristiche


- **Ottima vestibilità**
- **Composta da tre strati di tessuto non tessuto (TNT)**
- **Ottima respirabilità**
- **Priva di fibre di vetro**
- **Adattatore nasale stringinaso**
- **Alta filtrazione**
- **Ultraleggera**
- **Ipoallergenica**



Confezione di vendita (50 pezzi per scatola)



Respiratore monouso KN95 senza valvola per adulti



Confezione vendita: 10 pezzi

Garanzia: 2 Anni

EAN: 7629999746039

Standard: GB2626 - 2006 KN95

Certificazioni: CE, FDA




Respiratore monouso KN95 senza valvola per adulti



Come indossare una mascherina FFP2



Posizionare i elastici rivolti verso l'alto e tira la metà inferiore sul naso e sulla bocca



Sistemare il filo intorno al naso

Accertarsi che non ci siano spazi vuoti

Caratteristiche

- Maschera pieghevole KN95 senza valvola, facile da riporre e trasportare
- Alta qualità in tessuto ipoallergenico
- Ambito di applicazione: utilizzato principalmente per la protezione respiratoria delle persone, filtraggio di particelle, blocco di goccioline e una varietà di microrganismi
- Confezionata in bustina singola
- Ottima vestibilità
- Clip nasale per adattarsi alla morfologia di chi la indossa
- Nessuna controindicazione
- Non riutilizzabile



Classi di protezione FFPx & Nxxx






N95 (95%) = FFP2 (94%)



N100 (99.97%) = FFP3 (99.95%)



| Mask Type | Standards | Filtration Effectiveness | | |
|---|--|--|--|--|
|  Single-Use Face Mask | China: YY/T0969 | Open-Data Tests Smart Air SmartAirFilters.com 3.0 Microns: ≥95% 0.1 Microns: ✗ | | |
| |  Surgical Mask | China: YY 0469 | 3.0 Microns: ≥95% 0.1 Microns: ≥30% | |
| USA: ASTM F2100 | | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| | | 3.0 Microns: ≥95% 0.1 Microns: ≥95% | 3.0 Microns: ≥98% 0.1 Microns: ≥98% | 3.0 Microns: ≥98% 0.1 Microns: ≥98% |
| Europe: EN 14683 | Type I | Type II | Type III | |
| | 3.0 Microns: ≥95% 0.1 Microns: ✗ | 3.0 Microns: ≥98% 0.1 Microns: ✗ | 3.0 Microns: ≥98% 0.1 Microns: ✗ | |
|  Respirator Mask | USA: NIOSH (42 CFR 84) | N95 / KN95 | N99 / KN99 | N100 / KN100 |
| | China: GB2626 | 0.3 Microns: ≥95% | 0.3 Microns ≥99% | 0.3 Microns ≥99.97% |
| | Europe: EN 149:2001 | FFP1 | FFP2 | FFP3 |
| 0.3 Microns: ≥80% | | 0.3 Microns: ≥94% | 0.3 Microns: 95% | |

3.0 Microns: Bacteria Filtration Efficiency standard (BFE).

0.1 Microns: Particle Filtration Efficiency standard (PFE).

0.3 Microns: Used to represent the most-penetrating particle size (MPPS), which is the most difficult size particle to capture.

✗: No requirements.

Certificazioni FDA & CE

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ CERTIFICATE ◆



**Fiscal Year 2020
CERTIFICATION OF REGISTRATION**

This certifies that:

SHENZHEN BEL TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3rd Floor, Xingfu Building, Tongfuyu Industrial Zone, Shiyan
Town, Bao'An District, Shenzhen, Guangdong, China.

has completed the FDA Establishment Registration (as manufacturer) and Device Listing with the US Food & Drug Administration, through

U.S. Agent for FDA Communications: **SUNGO TECHNICAL SERVICE INC.**
6050 W EASTWOOD AVE APT 201, CHICAGO,
ILLINOIS 60630, USA
Telephone: +1-855-957-7779 / E-mail: sungogroup@yahoo.com

Registration Number: 1410276
Device Listing#: See annex

SUNGO Technical Service Inc. will confirm that such registration remains effective upon request and presentation of this certificate until the end of the calendar year stated above, unless said registration is terminated after issuance of this certificate. SUNGO Technical Service Inc. makes no other representations or warranties, nor does this certificate make any representations or warranties to any person or entity other than the named certificate holder, for whose sole benefit it is issued. This certificate does not denote endorsement or approval of the certificate-holder's device or establishment by the U.S. Food and Drug Administration. SUNGO Technical Service Inc. assumes no liability to any person or entity in connection with the foregoing.

Pursuant to 21 CFR 807.39, "Registration of a device establishment or assignment of a registration number does not in any way denote approval of the establishment or its products. Any representation that creates an impression of official approval because of registration or possession of a registration number is misleading and constitutes misbranding." The U.S. Food and Drug Administration does not issue a certificate of registration, nor does the U.S. Food and Drug Administration recognize a certificate of registration, SUNGO Technical Service Inc. is not affiliated with the U.S. Food and Drug Administration.



SUNGO CHINA OFFICE Tel: 021-68828052 Email: Shage2008@126.com Website: www.sungoglobal.com
Add: 13th Floor, No.1500 Century Avenue, Shanghai 200122, P.R.China

Shenzhen BEL Technology Co.,Ltd.
Add: 3rd Floor, Xingfu Building, Tongfuyu Industrial Zone, Shiyan
Town, Bao'An District, Shenzhen, Guangdong, China.



Certificate of Compliance

Certificate Number: BEL202000010101

| | |
|----------------|---|
| Applicant | : SHENZHEN SUNGANG MEDICAL PRODUCTS |
| Address | : No. 3rd Floor, Xingfu Building, Tongfuyu Industrial Zone, Shiyan Town, Bao'An District, Shenzhen, Guangdong, China. |
| Manufacturer | : SHENZHEN SUNGANG MEDICAL PRODUCTS |
| Address | : No. 3rd Floor, Xingfu Building, Tongfuyu Industrial Zone, Shiyan Town, Bao'An District, Shenzhen, Guangdong, China. |
| Product | : Mask |
| Model | : SC-KZ01 |
| Classification | : FFP2 |
| Test Standard | : EN149:2001+A1:2009 |

The EUT described above has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the council PPE directive 2016/425/EU. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this PPE Directive.
It is only valid in connection with the test report number: [REDACTED]




Mar. 21, 2020

This certificate of conformity is based on a single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole product and relevant. Directives have to be observed.
Tel: +86-755-27808385, Email: Lucky@belemc.cn,
Web: <http://www.belemc.com> www.belemc.cn

Confezione di vendita

(10 pezzi per scatola confezionati singolarmente)





S3Plus Technologies SA

**Riva Caccia, 1D - 6900 Lugano
Switzerland**